# Лабораторная работа 3.2 В. Ф. Климкин

# Внимание! В данном описании существенно сокращен теоретический раздел! Для подготовки к сдаче работы используйте полный вариант!

# Внешний фотоэлектрический эффект

#### Введение

При взаимодействии электромагнитного излучения с материальной средой, состоящей из атомов, может происходить перераспределение электронов по энергетическим состояниям, в ряде случаев приводящее к возникновению свободных электронов с относительно высокой кинетической энергией.

Фотоэлектрический эффект возникает при столкновении фотона со связанным электроном (электроны в индивидуальных атомах, твердых телах и жидкостях). При этом фотон поглощается, и электрон приобретает энергию, близкую к энергии самого фотона. Энергия фотонов в видимой и примыкающей к ней ультрафиолетовой области спектра сравнима с работой выхода электронов проводимости из чистых металлов (несколько электрон-вольт). В зависимости от того, остаются ли эти электроны в данной среде или выходят из нее через границу раздела с другой средой, различают фотоэффект внутренний и внешний.

Внешний фотоэффект представляет собой испускание электронов, которое происходит в вакуум или другую разреженную среду при падении светового потока на поверхность твердого тела или жидкости. Внешний фотоэффект был обнаружен в 1887 г. немецким физиком Г. Герцем. Экспериментальные исследования этого процесса проведены А. Г. Столетовым, В. Гальваксом, П. Ленардом и др. Теоретическое объяснение законов фотоэффекта дал А. Эйнштейн (1905 г.). За работы в области теоретической физики и, в частности, за открытие закона фотоэлектрического эффекта А. Эйнштейну в 1921 г. была присуждена Нобелевская премия.

## Закономерности внешнего фотоэлектрического эффекта

При описании внешнего фотоэффекта используется следующая терминология. Свободные электроны, вышедшие под действием светового излучения из кристаллической решетки твердого тела в вакуум, называют фотоэлектронами, а электрод, из которого они выходят, — фотокатодом. Если рядом с фотокатодом в вакууме поместить электрод, к которому приложить положительный относительно фотокатода потенциал, то этот электрод будет собирать фотоэлектроны и во внешней цепи потечет электрический ток. Положительный электрод получил название анода, а вакуумный прибор, состоящий из двух электродов, — вакуумного фотодиода, или фотоэлемента. Существуют и более сложные вакуумные приборы, использующие фотокатод в качестве источника свободных электронов. К ним относятся фототриоды, фотоэлектронные коммутаторы, фотоэлектронные умножители, электронно-оптические преобразователи и др.

Экспериментальные исследования позволили установить основные закономерности, которым подчиняется внешний фотоэлектрический эффект в области слабых световых потоков [1].

- 1. При фиксированной частоте излучения ( $\omega$  = const) величина тока фотоэлектронов на анод в режиме насыщения (т. е. когда все эмитируемые электроны достигают анода) прямо пропорциональна интенсивности падающего на поверхность катода света (закон Столетова).
- 2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от плотности потока излучения, т. е. от амплитуды электрического вектора световой волны (П. Ленард, 1902) [2]. Она линейно зависит от частоты света ω.
- 3. Для каждого материала, из которого сделан фотокатод, существует длина волны излучения  $\lambda_0$ , при превышении которой фотоэмиссия электронов полностью прекращается. Эту длину волны называют *красной границей* фотоэффекта, а соответствующую ей частоту  $\omega_0 = 2 \pi c/\lambda_0 граничной частотой.$

# Физический механизм внешнего фотоэлектрического эффекта

Для объяснения явления внешнего фотоэффекта А. Эйнштейн предположил, что поток энергии в пучке монохроматического света состоит из дискретных порций, называемых *квантами*, или фотонами (корпускулярная теория света). Энергия фотона для света с частотой  $\omega$  равна  $\hbar \omega$ , где  $\hbar = 1,05 \times 10^{-34}$  Дж·с — постоянная Планка. При столкновении фотона со связанным электроном последний может полностью поглотить всю энергию фотона. Если энергия электрона достаточно велика, то он может преодолеть силы связи, удерживающие его в металле, и выйти из вещества. Закон сохранения энергии для процесса столкновения двух частиц можно записать в виде

$$\hbar \, \omega = \frac{1}{2} \, m_0 \, V_{\text{max}}^2 + \Phi \,. \tag{1}$$

Здесь  $V_{\text{max}}$  — максимальная скорость электрона непосредственно после выхода его из металла,  $\Phi$  — работа выхода. Соотношение (1) называется *уравнением Эйнштейна для фотоэффекта*. Оно позволяет объяснить особенности внешнего фотоэлектрического эффекта.

Число фотонов, падающих в единицу времени на нормальную единичную площадку поверхности фотокатода  $(N_f)$ , линейно зависит от интенсивности света (I):

$$N_f = I/\hbar \, \omega \tag{2}$$

Число вышедших в вакуум в единицу времени электронов  $N_e$  прямо пропорционально плотности потока фотонов:

$$N_e = \gamma N_f \tag{3}$$

из чего следует закон Столетова для фотоэффекта. Действительно, ток фотоэлектронов в режиме, когда они все собираются анодом фотоэлемента, выражается в следующем виде:  $I_n = e N_e$ . С учетом выражений (2) и (3) получаем


$$I_n = \frac{e}{\hbar \omega} \gamma I = (\text{const}) \cdot I$$
.

Поглотившие кванты излучения электроны выходят из кристаллической решетки в вакуум с различными значениями кинетической энергии. Минимумом энергетических затрат при выходе фотоэлектрона из металла в вакуум является энергия, которая необходима электрону, находящемуся на самом верхнем уровне в зоне проводимости, для преодоления потенциального барьера на границе металл—вакуум (рис. 1, *a*). Из соотношения (1) непосредственно следует, что максимальная

кинетическая энергия, с которой фотоэлектрон покидает твердое тело, линейно растет с частотой света (энергией фотонов) и не зависит от его интенсивности (числа фотонов).

Уравнение Эйнштейна позволяет определить красную границу фотоэффекта. Действительно, кинетическая энергия электрона лишь тогда будет больше нуля, когда энергия фотона  $\hbar\omega$  превышает работу выхода электрона из металла  $\Phi$ . Отсюда следует, что для каждого вещества существует граничная частота  $\omega_0 = \Phi/\hbar$ , такая, что при  $\omega < \omega_0$  фотон уже не сможет обеспечить выход электрона в свободное пространство.

Таким образом, внешний фотоэлектрический эффект можно объяснить в рамках электронной теории строения твердого тела и квантовой теории электромагнитного излучения. Это явление – результат трех последовательно протекающих процессов: 1) поглощение фотона с появлением электрона с относительно высокой энергией; 2) движение этого электрона к поверхности раздела двух сред, в ходе которого часть энергии электрона может рассеяться; 3) выход электрона в другую среду через поверхность раздела (см. рис. 1).



 $Puc.\ 1.$  Потенциальная энергия электронов на границе «металл–вакуум» (относительно энергии электрона в вакууме в отсутствие внешних полей и при нулевой скорости движения):  $E_{\Phi}$  – энергия Ферми,  $\Phi$  – работа выхода электрона из металла.

Так как при температуре твердого тела, отличной от абсолютного нуля, энергетическое распределение электронов, находящихся в кристаллической решетке, не имеет строго заданной границы, то картина на рис. 1 соответствует случаю нулевой температуры.

Для большинства металлов работа выхода сравнительно велика ( $\Phi \ge 2$  эВ). Поэтому фотоэффект для них может наблюдаться лишь в коротковолновой части видимой области либо только в ультрафиолетовой области. Напомним, что видимая область излучения, т. е. электромагнитное излучение, которое воспринимает глаз человека, занимает интервал длин волн от 400 до 760 нм, что соответствует частотам  $\omega \sim 4.7 \cdot 10^{15} - 2.5 \cdot 10^{15}$  с $^{-1}$  и энергиям квантов от 3,1 до 1,6 эВ.

Количественной характеристикой эмиссионных свойств фотокатода является *квантовый выход*  $\gamma$  – число вылетевших из металла электронов в расчете на один падающий фотон. При энергии фотонов, слабо превышающей работу выхода (т. е. вблизи порога фотоэффекта), для большинства металлов квантовый выход не превышает  $10^{-4}$  электрон/фотон. Малость  $\gamma$  связана с тем, что свет проникает в

металл на сравнительно большую глубину ( $\sim 10^{-5}$  см), где он в основном и поглощается. Возникающие на этой глубине фотоэлектроны при движении к поверхности тела интенсивно взаимодействуют с электронами проводимости, которых в металле достаточно много, и быстро рассеивают свою энергию. Энергия, достаточная для преодоления потенциального барьера, остается лишь у тех фотоэлектронов, которые были образованы в непосредственной близости от поверхности (на глубине, не превышающей  $10^{-7}$  см). Кроме того, поверхность металлов сильно отражает видимое и ультрафиолетовое излучение.

Резкое увеличение квантового выхода (до нескольких десятков процентов) и сдвиг порога фотоэффекта в видимую область спектра из ультрафиолетовой достигаются покрытием поверхности металлов и полупроводников слоями электроположительных атомов щелочных металлов с низкой энергией ионизации (Cs, Rb, K, Na) или молекул с большим дипольным моментом (BaO, CsF, Cs<sub>2</sub>O).

Для фотокатодов из щелочных металлов и их сплавов наблюдается спектральная селективность фотоэффекта — повышенный квантовый выход в определенной, хотя и довольно широкой, порядка 1000 Å, области спектра. Начиная с красной границы кривая спектральной чувствительности (зависимость фототока насыщения от длины волны падающего света при постоянных значениях его интенсивности) быстро возрастает и достигает максимума при некоторой длине волны. С дальнейшим ростом частоты чувствительность фотокатода падает вблизи края области поглощения.

## Методика измерений

Уравнение Эйнштейна было подтверждено Р. А. Милликеном (1916 г.) в результате тщательно выполненных опытов [8].

Электроны, вылетающие из фотокатода под действием падающего света, обладают кинетической энергией и, достигая анода, создают во внешней замкнутой цепи ток. Если в этот момент между анодом и катодом создать электрическое поле, которое тормозит фотоэлектроны, то ток будет уменьшаться. Такое тормозящее поле создается путем прикладывания к аноду отрицательного напряжения, и этот метод задерживающего потенциала обычно используется для измерения максимальной кинетической энергии фотоэлектронов. Действительно, при увеличении абсолютного значения отрицательного потенциала на аноде U ток фотоэлектронов падает. При некотором значении  $U=U_3$  (потенциал запирания) даже самые быстрые фотоэлектроны не смогут достигнуть анода и ток в цепи прекращается. Таким образом, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов  $\frac{1}{2}m_0V_{\rm max}^2$  связана с потенциалом запирания  $U_3$  соотношением:

$$\frac{1}{2}m_0V_{\text{max}}^2 = eU_{\varsigma}. \tag{4}$$

Для экспериментальной проверки закона Эйнштейна в лабораторной работе измеряется зависимость электронного тока в фотоэлементе от величины отрицательного задерживающего потенциала U на аноде. Полученная в эксперименте зависимость фототока от задерживающего потенциала, как правило, представляет собой кривую, плавно подходящую к оси абсцисс (рис. 2). Это обусловлено разбросом вылетающих из фотокатода электронов по скоростям, что в значительной степени затрудняет получение точного значения запирающего потенциала  $U_3$ .





Рис. 2. Вольтамперная характеристика фотоэлемента

Для определения потенциала запирания  $U_3$  предлагается подход, заключающийся в экстраполяции линейного участка вольтамперной характеристики до пересечения с осью абсцисс, как это показано штриховой линией на рис. 2.

Из выражений (1) и (4) следует, что запирающий потенциал  $U_3$  находится в прямой пропорциональной зависимости от частоты света, падающего на фотоэлемент:

$$\hbar\,\omega = \Phi + e\,U_{_{\mathcal{C}}}$$
, или  $\,U_{_{\mathcal{C}}} = -rac{\hbar\,\omega - \Phi}{|e|}\,.$ 

Измеряя вольтамперную характеристику фотоэлемента при различных длинах волн падающего излучения и определяя по ним потенциал запирания  $U_3$ , можно проверить линейный характер зависимости потенциала запирания  $U_3$  от частоты излучения  $\omega$ .




 $Puc.\ 3.\$ Зависимость потенциала запирания  $U_3$  от частоты излучения

Если по результатам проведенных опытов построить график зависимости  $U_3$  от  $\omega$ , как показано на рис. 3, то тангенс угла наклона линейной зависимости  $U_3(\omega)$  к оси частот дает оценку постоянной Планка  $\hbar$ . Пересечение этой прямой с осью частот дает значение граничной частоты  $\omega_0$ , а отрезок, отсекаемый на оси U, определяет работу выхода электронов  $\Phi$  из данного материала.

## Экспериментальная установка

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис. 3, 4. Световой поток от источника (1) с помощью линзы (2) собирается на входной щели монохроматора (3), который выделяет из него узкий спектральный интервал. Полученное таким образом излучение падает на катод фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В качестве источника света в работе используется в зависимости от задачи либо лампа накаливания, либо лампа дневного света. Последняя имеет линейчатый спектр излучения, определяемый свечением люминофора на стенках колбы и паров ртути. Поворачивая призму монохроматора путем вращения барабана, можно направлять на выходную щель излучение того или иного участка спектра источника света. Сопоставляя выделяемые монохроматором спектральные линии лампы с известными спектрами ртути и неона, можно произвести градуировку монохроматора, т. е. каждому делению барабана идентифицировать определенную длину волны. При получении вольтамперных характеристик фотоумножителя электронный ток регистрируется цифровым вольтметром с высоким входным сопротивлением, подключенным к аноду ФЭУ.



*Рис. 4.* Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – источник света; 2 – линза; 3-монохроматор; 4-ФЭУ-84; 5 – блок питания ФЭУ

## Порядок выполнения работы

В данной работе используется фотоумножитель  $\Phi$ ЭУ-84 с мультищелочным фотокатодом. Это химическое соединение ( $Na_2$  K Sb-Cs), обладающее отчетливо выраженными полупроводниковыми

свойствами [5]. Между фотокатодом  $\Phi$ ЭУ и фокусирующим электродом (модулятором) подключен через делитель гальванический источник напряжения (батарейка). Это позволяет изменять напряжение между фотокатодом и модулятором в пределах  $\pm$  9 В. В зависимости от знака приложенного к фотокатоду напряжения, фотоэлектроны, выбитые квантами света из фотокатода, будут либо ускоряться и попадать на первый динод, либо тормозиться. При некотором положительном потенциале на фотокатоде наблюдается полное запирание  $\Phi$ ЭУ, и прибор перестает реагировать на засветку.

Электроны, достигшие первого динода, выбивают из него вторичные электроны, ускоряющиеся в направлении следующего динода и т.д. У ФЭУ-84 таких динодов 14. Через резистивный делитель к ним приложено напряжение около 700 В, т.е. перепад потенциала между двумя соседними динодами составляет около 50 В. Коэффициент усиления тока за счет размножения электронов на динодах может достигать  $10^6$ .




Рис. 5. Внешний вид лабораторной работы

# 1. Градуировка монохроматора «УМ-2» и снятие дисперсионной кривой

Рекомендуем выполнять работу, сразу же обрабатывая полученные данные при помощи файла Photoeffect. mcd


Убедитесь, что на ФЭУ не подано высокое напряжение. Осторожно снимите ФЭУ с оптического рельса. Уберите выходную щель монохроматора и вместо нее установите зрительную трубу. Схема

устройства монохроматора показана на рис. 5. Вначале производится градуировка барабана монохроматора по известному спектру излучения люминесцентной лампы. Для этого необходимо:

установить лампу перед входной щелью монохроматора;


## Внимание! Нужно иметь в виду, что

- 1) переставлять лампу можно, только если она отключена от сети;
- 2) за кожух лампы нельзя браться руками, нужно переставлять лампу, держась за ее основание.
- зажечь ртутную лампу, включив вилку в сеть
- настроить изображение на резкость, добиваясь, чтобы в окуляре монохроматора были четко видны линии спектра и указатель (рис. 6);
- уменьшить ширину входной щели (рис. 6, 2) монохроматора так, чтобы получить изображения линий возможно более тонкими;
- вращая барабан поворота призмы (рис. 6, 6), последовательно совместите с указателем изображения красной, желтой, зеленой, темно-зеленой, голубой и фиолетовой линий спектра ртути (рис. 7а, б, табл. 1) и запишите показания барабана m для каждой из этих линий. Отсчет читается против индекса, скользящего по спиральной канавке;



*Рис.* 6. Схема монохроматора УМ-2: 1 – источник света; 2 – входная щель; 3 – объектив коллиматора; 4 – дисперсионная призма; 5 – окуляр; 6 – барабан поворота призмы

В качестве реперных точек следует использовать спектральные линии с длинами волн, отмеченные на рис. 7.



*Рис. 7а.* Спектр излучения люминесцентной лампы. Спектр состоит из узких линий, принадлежащих ртути и широких линий, излучаемых люминофором, которым покрыты стенки лампы.




Рис. 76. Распределение интенсивности в спектре люминесцентной лампы в зависимости от длины волны. На нижнем рисунке показана красная часть спектра в увеличенном масштабе.

— Используя результаты измерений, постройте дисперсионную кривую  $\lambda(m)$ . Для построения кривой рекомендуем использовать файл Photoeffect.mcd, имеющийся на компьютерах в практикуме (C:\Спектры). Примерный вид дисперсионной кривой показан на рис. 8. Измеренные вами значения делений барабана могут значительно отличаться от показанных на рисунке, т.к. бегунок, скользящий в спиральной канавке барабана, переставляется.

Следует иметь в виду, что если полученная вами дисперсионная кривая имеет заметные «горбы» или «впадины», то это означает, что измерения были проведены неаккуратно и их придется повторить.




Рис. 8. Дисперсионная кривая спектрометра УМ-2. • - линии ртути

# 2. Регистрация вольтамперных характеристик фотоэлемента в режиме ускоряющего потенциала. Определение работы выхода катода методом запирающего потенциала и оценка постоянной Планка

Измерения вольтамперных характеристик фотоэлемента следует провести для нескольких различных участков спектра видимого излучения, используя лампу накаливания. В случае лампы накаливания обеспечивается высокая стабильность интенсивности излучения, но для нее характерна сравнительно большая ширина спектра излучения, поступающего на фотоэлемент.

Уберите с выхода монохроматора зрительную трубу. Выходную щель монохроматора закрепите в рабочем положении на прежнем месте. Начинайте измерения зависимости тока фотоэлемента от напряжения на аноде с длины волны фиолетовой линии ртути.

- 1. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ НА ФЭУ НЕ ПОДАНО!
- 2. Включите тестер, измеряющий запирающее напряжение. УЧТИТЕ, ЧТО НА КЛЕММАХ ЭТОГО ПРИБОРА ПОТЕНЦИАЛЫ ОТНОСИТЕЛЬНО «ЗЕМЛИ» ОКОЛО 700 В! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ ТЕСТЕРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ!!!



*Рис.* 9. Тестер для измерения запирающего напряжения. Учтите, что тестер «подвешен» относительно земли на 700 В. Это означает, что хотя напряжение между двумя подключенными к нему проводами и не превышает 9 В, однако напряжение между любым из этих проводов и землей около 700 В. Ни в коем случае не отсоединяйте провода от тестера!

3. Включите блок питания ФЭУ (рис. 10). На нем должно быть выставлено и индицироваться напряжение в диапазоне 600 – 700 В. Если значение напряжения существенно отличается от указанного, то обратитесь к преподавателю.



Рис. 10. Высоковольтный источник питания ФЭУ. Напряжение питания должно находиться в диапазоне 600 - 700 В

- 4. Включите цифровой вольтметр, регистрирующий сигнал ФЭУ.
- 5. Установите на монохроматоре длину волны 4050 Å, используя построенную дисперсионную кривую.
- 6. Запишите значение показаний вольтметра  $U_0$  при закрытом затворе монохроматора. Рукоятка, расположенная за входной щелью монохроматора, управляет движением затвора.

7. Переключателем на передней панели управляющего блока (рис. 11) установите максимальное значение ускоряющего напряжения (около -9 В, но может быть и меньше, если батарея разряжена).



Рис. 11. Блок управления запирающим напряжением

- 8. Подберите интенсивность светового потока изменением ширины входной и выходной щелей монохроматора (цена деления отсчетных устройств 0,01 мм) так, чтобы максимальное значение сигнала с фотоумножителя не превышало 10 В. Этого ограничения следует придерживаться при измерениях на всех длинах волн! Рекомендуем не раскрывать входную щель более 0.5 мм.
- 9. Измерьте величину сигнала, последовательно меняя ускоряющее напряжение от –9 В до +2В. Границы диапазона указаны приблизительно, но максимальное значение положительного потенциала должно превышать 2 В. Напряжение прикладывается к фотокатоду, поэтому знак « » соответствует ускорению электронов, а знак « + » их запиранию. Шаг изменения напряжения определяется дискретным резистивным делителем, на рис. 3 он обозначен в виде двух переменных сопротивлений. Изменение полярности ускоряющего напряжения производится переключателем на лицевой панели блока. На каждой длине волны вы должны произвести 15 измерений. Шаг изменения напряжения в диапазоне –2..2 В не должен превышать 0.3 В.

- 10. Снимите вольтамперные характеристики для следующих длин волн: 4050, 4400, 4900, 5500, 5800, 6200, 6900 Å. Для установки на монохроматоре нужной длины волны используйте построенную дисперсионную кривую. Записывайте показания барабана, при которых производите измерения.
- 11. По результатам измерений постройте графики зависимости тока от напряжения, используя файл Photoeffect.mcd. Следуйте инструкциям, имеющимся в файле.
- 12. Постройте график зависимости запирающего потенциала от частоты излучения  $U_3(\omega)$ .
- 13. По построенной зависимости  $U_3(\omega)$  определите работу выхода  $\Phi$  и граничную частоту  $\omega_0$ . С целью проверки надежности полученных результатов определите постоянную Планка.
- 14. Оцените погрешности измерений.

# 3. Проверка закона Столетова

Данное задание выполняется с лампой накаливания. Её спектральная плотность излучения относительно слабо изменяется в видимой области, и поэтому интенсивность светового потока, падающего на фотоэлемент, оказывается пропорциональной ширине выходной щели монохроматора. Ширину входной щели монохроматора установите примерно 0,3–0,5 мм, а выходную щель следует варьировать в пределах от 0 до 2 мм.

- 1) Выставьте на монохроматоре длину волны приблизительно 5500 Å.
- 2) В режиме ускоряющего напряжения (на фотокатод подается напряжение  $\sim$  -2 В), изменяя интенсивность падающего на фотоэлемент света варьированием ширины выходной щели монохроматора D, проверьте выполнение закона Столетова. Начните измерения c максимальной ширины выходной щели D=2 мм. Подберите ширину входной щели так, чтобы сигнал c  $\Phi$ 3V не превышал 10 B.

#### Заполните таблицу:

| D, мм               | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| U <sub>ФЭ</sub> , В |     |     |     |     |     |     |

4) Постройте график  $U_{\Phi \ni}(D)$ , используя файл Photoeffect. mcd

# 4. Прямое определение красной границы фотоэффекта

В режиме ускоряющего потенциала просканируйте с помощью барабана длин волн монохроматора весь спектр лампы накаливания, начиная с фиолетовой области ( $\lambda = 4000~\text{Å}$ ) и до длины волны 7000 Å. Регистрируя сигнал ФЭУ, определите красную границу фотоэффекта, т. е. длину волны, начиная с которой фототок резко падает и принимает значения, близкие к нулю. Полученную в этих опытах граничную частоту сравните с частотой, определенной ранее. Заполните таблицу:

| т, дел.                 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 |
|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $U_{\Phi  ightarrow y}$ |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Значения делений барабана в ваших измерениях могут отличаться от указанных в таблице! Вам нужно получить 10 экспериментальных точек, равномерно распределенных по длинам волн в интервале 4100 - 7100 Ангстрем.

Постройте график  $U_{\Phi \ni y}(\lambda(m))$ , используя файл Photoeffect.mcd.

# 5. Выключение установки

- 1. Выключите тумблеры «Высокое» и «Сеть» на блоке питания ФЭУ
- 2. Выключите лампу накаливания
- 3. Выключите тестер, измеряющий запирающее напряжение
- 4. Выключите вольтметр, измеряющий сигнал с ФЭУ
- 5. Выключите блок управления запирающим напряжением (светодиод должен погаснуть)

# Библиографический список

- 1. Матвеев А. Н. Атомная физика. М.: Высш. шк., 1989.
- 2. Поль Р. В. Оптика и атомная физика. М.: Наука, 1966.
- 3. **Мирдель Г.** Электрофизика: Пер. с нем. М.: Мир, 1972.
- 4. Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1990.
- 5. Соболева Н. А., Меламид А. Е. Фотоэлектронные приборы. М.: Высш. шк., 1974.
- 6. Белл Р. Л. Эмиттеры с отрицательным электронным сродством: Пер. с англ. М.: Энергия, 1978.
- 7. Бломберген Н. Нелинейная оптика: Пер. с англ. М.: Мир, 1966.
- 8. Вихман Э. Квантовая физика: Пер. с англ. М.: Наука, 1986. Т. 4: Берклеевский курс физики.

Приложение. Текст файла Photoeffect.mcd

# Лабораторная работа 3.2 "Фотоэффект"


1. Построение дисперсионной кривой спектрометра. Заполните матрицу D. В первом столбце - деления барабана, во втром столбце - длина волны соответствующей спектральной линии ртути

$$c := 3 \cdot 10^{10}$$
 Скорость света  $e := 4.8 \cdot 10^{-10}$  Заряд электрона

$$Dvx_i := D_{i,1}$$
  $Dvy_i := D_{i,2}$   $x := D_{1,1}...D_{9,1}$ 

Интерполируем полученные данные кубическим сплайном (полиномом третьей степени)

$$Dvs := cspline(Dvx, Dvy)$$
  $Df(x) := interp(Dvs, Dvx, Dvy, x)$ 



2. Определение задерживающего потенциала. Заполните матрицу U1столько раз, сколько требуется и определите для каждого случая задерживающий потециал. Длина волны света должна меняться с шагом около 500 Ангстрем. Измерений должно быть 6!

$$j := 1...15$$
 N := 15

$$U1 := \begin{pmatrix} 0.9 & 0.8 & 0.7 & 0.6 & 0.5 & 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0 & -0.1 & -0.2 & -0.3 & -0.4 & -0.5 \\ 2.03 & 2.00 & 1.96 & 1.90 & 1.81 & 1.66 & 1.47 & 1.23 & 0.92 & 0.56 & 0.16 & 0.00 & 0.00 & 0.0 & 0 \end{pmatrix}$$

Определите на графике ниже номера точек, через которые будет проводиться прямая, с помощью которой находится задерживающий потенциал и присвойте соответствующие значения переменным s1 и f1. Номера точек растут справа налево!

$$s1 := 9$$
  $f1 := 11$   $x1 := -1, -0.95..1$   $U1_{1,s1} = 0.1$   $U1_{2,s1} = 0.92$   $U1_{1,f1} = -0.1$   $U1_{2,f1} = 0.16$ 


Определяем параметры прямой:

$$vx_{i1} := U1_{1, s1+i1-1}$$
  $vy_{i1} := U1_{2, s1+i1-1}$   $SV := slope(vx, vy)$   $IV := intercep(vx, vy)$   $SV = 3.8$   $IV = 0.547$ 

$$fV(x1) := SV \cdot x1 + IV \qquad UB := \frac{-IV}{SV}$$

Задерживающий потенциал для данной длины волны:

 ${
m UB}=-0.144$  Запишите в свой лабораторный журнал эту величину, а также значение делений барабана спектрометра. при которых она была получена. Определив задерживающие потенциалы для всех длин волн, для которых вы проводили измерения, переходите к следующему разделу.



3. Определение работы выхода и постоянной Планка. Заполните матрицу F. В первой строке - деления барабан монохроматора, при которых вы проводили измерения задерживающего потенциала, во второй строке - полученные значения задерживающего потенциала.

$$k := 1..6$$


$$F := \begin{pmatrix} 200 & 800 & 1400 & 1800 & 2000 & 2200 \\ 0.352 & 0.316 & 0.248 & 0.210 & 0.197 & 0.144 \end{pmatrix} \qquad \omega_k := \frac{10^8 \cdot c}{\mathrm{Df}\big(F_{1,\,k}\big)}$$

 $\mathrm{UF}_k \coloneqq \mathrm{F}_{2,\,k}$  Переобозначение, для удобства

Частота света, на которой проводились измерения задерживающего потенциала, Гц

$$PC := slope(\omega, UF)$$
 Fe := intercept(\omega, UF)


$$PC = 7.938 \times 10^{-16}$$
  $Fe = -0.232$  Апроксимируем точки прямой линией  $x := 0, 10^{13}...10^{15}$   $L(x) := PC \cdot x + Fe$ 



 $PC = 7.938 \times {10}^{-16}$  Экспериментально определенная постоянная Планка. Размерность?

4. Проверка закона Столетова. Заполните матрицу SD. В первой строке - ширина щели, во второй строке - сигнал с фотоэлемента. Всего измерений должно быть 6.

$$k := 1..6 \qquad \qquad SD := \begin{pmatrix} 0.3 & 0.6 & 1.1 & 1.4 & 1.7 & 2 \\ 0.2 & 0.55 & 1 & 1.3 & 1.51 & 1.74 \end{pmatrix}$$




5. Измерение красной границы фотоэффекта. Заполните матрицу RB. В первой строке - длеления барабана монохроматора, во второй строке - сигнал с фотоэлемента. Всего измерений должно быть 10.

$$m := 1..10$$

$$RB := \begin{pmatrix} 200 & 400 & 600 & 800 & 1000 & 1200 & 1400 & 1800 & 2000 & 2200 \\ 0.04 & 0.09 & 0.19 & 0.30 & 0.51 & 0.82 & 1.28 & 1.86 & 1.53 & 0.14 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_m := Df(RB_{1,m})$$



Скопируйте графики и необходимые данные из каждого пункта задания и вставьте их как "Рисунок" в файл Word. Используйте опции "Правка" и "Специальная вставка". Распечатайте картинку, вы будете использовать ее при сдаче работы.